

Dokumentationsgerät

DOKU 2012



Das Haas Dokumentationsgerät dient zur Aufzeichnung des Betäubungsstromverlaufs und der Mindestbetäubungszeit entsprechend den Vorgaben der Tierschutzschlachtverordnung (TierSchlV).

Technische Daten

Gewicht

7 Kg

Abmessungen

250 x 350 x 170mm
(Länge x Höhe x Breite)

Eingangsspannung

230 V


Lieferumfang

- Haas Doku 2012
- Haas Doku-Software
- USB-Speicherstick


- Die verwendete Software "TrendLogger" zeichnet die Daten der betäubten Schweine/Schafe mittels USB-Stick auf.
- Die gesamten Aufzeichnungsdaten können schnell und einfach mittels USB-Stick am Computer ausgelesen werden.
- Mit Hilfe der Software "TrendLogger" können die Daten in Form einer Tagesstatistik mit Datum, Uhrzeit und Fehler ausgewertet werden (Darstellung als Grafik oder Wertescale).
- Das Dokumentationsgerät geeignet für Schweine und Schafe und ist kompatibel mit allen Betäubungsgeräten.



Anwendungsbeispiele



Fehlerhafte oder ordnungsgemäß durchgeführte Betäubungen können ausgelesen werden.



Einzelne Betäubungsdateien (.TXT) können als Trend-Diagramm oder in Form einer Wertetabelle angezeigt werden.